

Prüfer: 0
Gruppe: 1

Zahntechnikerinnung Düsseldorf
2025



Prüfling Nr. ...

Prüfstück 1 / Kombinationsprothese (100P) Max. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Konstruktion der Primärkrone (14P)

Der Kronenrand ist passend zur Präparationsgrenze definiert.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Der Kronenrand (bis zu zervikalen Stufe) durchdringt die Schleimhaut nicht.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Es gibt einen durchgehenden zervikalen Rand (zervikale Stufe).	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Die Dimensionierung der Primärkrone lässt ausreichend Platz für die vestibulär zu verblende Sekundärkrone	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Die Friktionsfläche ist mindestens an zwei gegenüberliegenden Seiten mindestens 2,5 mm hoch parallel gestaltet.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Bearbeitung der Primärkrone (8P)

Die Krone ist unter leichtem Druck nicht drehbar.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Die Krone ist kurz oberhalb der zervikalen Stufe max. 0,3 – 0,5 mm dick.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Die Fräsflächen sind hochglanzpoliert und riefenfrei.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Sekundärkrone (20P)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Die Krone passt am Kronenrand spaltfrei auf die Primärkrone.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Die Krone ist mit einer Teleskopzange mit leichtem Widerstand auf die Primärkrone zu fü- gen und von ihr zu lösen.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Die Krone hat einen sauber definierten Rand zur Verblendung.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Die Krone ist glatt und hochglänzend oberflächenbearbeitet.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Die Krone ist funktionell gestaltet (1-2 okklusale Kontakte auf der Metallfläche, Disklusion bei UK-Bewegungen).	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Der punktförmige mesiale approximale Kontakt liegt punktförmig im oberen Drittel der Kro- ne. Okklufolie ist mit leichtem Widerstand über den Kontaktpunkt zu ziehen.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Verblendung Sekundärkrone (6P)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Die Verblendung ist anatomisch passend zum Restgebiss gestaltet.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Die Verblendung ist sichtbar mit Schneide- und Dentinmasse geschichtet.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Die Verblendung ist riefenfrei und hochglänzend oberflächenbearbeitet.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Großer Verbinder / Gesamte Prothese (20P)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Die Prothese liegt schaukelfrei auf dem Modell (Druck auf Zentralfissur und Auflage)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Der Sublingualbügel liegt ca. 0,2mm vom Modell und 2-3mm vom Marginalsaum entfernt.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Der Sublingualbügel hat ein tropfenförmiges Profil (ca. 4mm Höhe und ca. 2mm Breite).	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Der Sublingualbügel ist glatt und hochglänzend oberflächenbearbeitet.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Modell und Prothese sind sauber und vollständig.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Zusätzl. Halteelement (15P)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Die Klammern sind lunkerfrei gegossen und vollständig.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Die Klammern liegen mit ca. einem Drittel leicht unter dem proth. Äquator.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Die Klammern lassen genug Parodontienfreiheit (ca. 1mm zum Zervikalrand).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Die Klammern liegen perfekt am Zahn an.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Die Klammern haben einen angemessenen Wirkungsgrad (nur geringe Lösekräft).	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Die Klammern sind an der Außenfläche perfekt poliert.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Fügen (6P)

Die Verbindung wurde an der Sekundärkrone und dem Verbinder ausreichend dimensio- niert (Höhe/Breite mind. 2mm, Länge mesial/distal mind. 3mm) oder ein Wachsfertigteil wurde sachgerecht verwendet.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Der Klebespalt ist vollständig mit Kleber gefüllt.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Dokumentation (10P)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Die Planung und Protokollierung ist vollständig.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Die Bewertung entspricht der Prüfbewertung (es wurden alle Fehler erkannt).	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Summe

100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Hinweise zu einzelnen Bewertungen:

18. Jun. 2025

Datum

Unterschrift der Prüferin/des Prüfers



Max.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

Zahntechnikerinnung Düsseldorf
2025



Max.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

Der approximale Kontaktpunkt ist vorhanden und Okklulofolie bei leichtem Widerstand durchziehbar.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Die Mikrostruktur (Perikymatien) ist auf der Oberfläche erkennbar.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Die Lichtleisten sind vorhanden und passen zur Zahnform.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Der 1er ist länger als 2er und 3er (mövenförmiger Verlauf).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Die Grunddentinfarbe muss der in der Planung bestimmten Zahnfarbe entsprechen (elektronische Messung).	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Die Oberfläche der Verblendung ist hochglänzend.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zwischenglied und unverblendeter Brückenanker (10P)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
Der Übergänge zu Verblendungen sind rechtwinklig gestaltet (z.B. Rand, Girlande).	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Das Zwischenglied liegt tangential an oder lässt mind. 1,2 mm Platz für die Verblendung.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Das Zwischenglied und der Brückenanker lassen lassen für die Verblendungen in statischer und dynamischer Okklusion mind. 1,5 mm Platz zu den Antagonisten.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Das Gerüst ist anatomisch unterstützend gestaltet.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Die Verbindungen zu den Brückenankern sind ausreichend dimensioniert (mind. 9mm²)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gesamteindruck (5P)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
Die Brücke ist vollständig gereinigt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Die Brücke ist vollständig und zeigt einen ästhetischen Gesamteindruck.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dokumentation (10P)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
Die Planung und Protokollierung ist vollständig.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Die Bewertung entspricht der Prüfbewertung (es wurden alle Fehler erkannt).	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Summe	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Hinweise zu einzelnen Bewertungen: